



HealthCare

FERMACIDAL MED



Desinfektionslösung für dentale und chirurgische Instrumente

Ideal auch für optische und metallische Komponenten



FERMACIDAL MED ist ein alkoholfreies Desinfektionsmittel für zahnmedizinische und chirurgische Instrumente. Es eignet sich für professionelle Gesundheitsbereiche, in denen zuverlässige mikrobiologische Wirksamkeit, kurze Einwirkzeiten und die Verträglichkeit mit empfindlichen Materialien von Medizinprodukten entscheidend sind.

Die Formulierung ist alkohol-, formaldehyd- und phenolfrei, VOC-arm, nicht entzündbar und parfümfrei.

VORTEILE

FERMACIDAL MED verbindet nachgewiesene mikrobiologische Wirksamkeit mit breitem Wirkspektrum und nachgewiesener Materialverträglichkeit mit vielen Materialien, die im Gesundheitswesen häufig eingesetzt werden, darunter Edelstahl 316, Polycarbonat (PC), Silikon, Polypropylen (PP) und Kunstleder.

- Alkohol-, formaldehyd- und phenolfrei
- Nachgewiesene mikrobiologische Wirksamkeit mit breitem Wirkspektrum
- Nachgewiesene Materialverträglichkeit mit vielen typischerweise im Gesundheitswesen verwendeten Materialien wie Edelstahl 316, Polycarbonat (PC), Silikon, Polypropylen (PP) und Kunstleder
- MEA (Mouse Embryo Assay) und SSMA (Sperm Survival & Motility Assay) getestet
- Nicht entzündbar
- Kurze Einwirkzeiten
- Niedriger VOC-Gehalt
- Parfümfrei



EJ Solutions SA
Via Santa Maria 68a
CH-6596 Gordola

+41 91 743 6761
info@ejsolutions.ch
ejsolutions.ch

**Protect
what matters.**

ANWENDUNGSBEREICHE

Einige Beispiele:

- **Klinische Versorgungseinrichtungen:** Krankenhäuser, ambulante Kliniken, ambulante Zentren, Notaufnahmen, mobile medizinische Einheiten.
- **Zahnärztliche Praxen:** Zahnkliniken, kieferorthopädische Praxen, Zentren für orale Chirurgie.
- **Spezialisierte & Präventive Versorgung:** Pflegezentren, Arztpraxen, Physio- und Massagestudios, podologische Praxen.
- **Labore & Forschung:** IVF-Labore, Zelllabore, Laborausrüstung wie CO₂-Inkubatoren, Laminar-Flow-Werkbänke, Tischwärmer, Multiwell-Platten, Pipetten und Halterungen.
- **Pharmazeutische & Medizinische Lieferkette:** Apotheken, Arzneimittelherstellung, medizinische und chemische Lieferanten.
- **Gesundheitsunterstützung & Wellness:** Ersthelferdienste, medizinische Ausbildung, Beauty- und Nagelstudios.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit	Mikrobiologie	Einwirkzeit
Bakterizid EN 13727, EN 16615	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa	1 min
Levurozid EN 13624, EN 16615	Candida albicans	1 min
Begrenztes viruzides Spektrum, EN 14476	Norovirus Adenovirus	15 min

PRODUKTLISTE

FERMACIDAL MED		
Grösse	Form	Art.-Nr.
250 ml	Sprühflasche	FM_LB0250_HC_GF
500 ml	Sprühflasche	FM_LS0500_HC_GF
1 l	Sprühflasche	FM_LB1000_HC_GF
5 l	Kanister	FM_LCA005_HC_GF
10 l	Kanister	FM_LCA010_HC_GF
70 pcs.	Feuchttücher (26 x 30 cm)	FM_WBU070_HC_GF

Gebrauchsfertig.

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Produkte je nach Land und Region variieren kann. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner. Die Empfehlungen zu unserem Präparat basieren auf wissenschaftlichen Tests und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Detailliertere Empfehlungen, z. B. hinsichtlich Materialverträglichkeit oder mikrobiologischer Wirksamkeit, sind nur in Einzelfällen möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie schließen eigene Prüfungen des Unternehmens hinsichtlich des Verwendungszwecks und des Verfahrens nicht aus. In dieser Hinsicht können wir keine Haftung übernehmen. Dies steht im Einklang mit unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

ANWENDUNGSHINWEIS

Verwenden Sie das Produkt unverdünnt. Tragen Sie die gebrauchsfertige Lösung durch Sprühen auf ein Tuch oder mit einem getränkten Tuch auf die glatte Oberfläche des Medizinprodukts auf, das zuvor von sichtbaren Verunreinigungen vorgereinigt wurde. Achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche vollständig benetzt ist und während der vorgeschriebenen Einwirkzeit sichtbar feucht bleibt. Bei elektrischen Geräten nur nach Trennung vom Stromnetz anwenden. Nicht zur Enddesinfektion von kritischen oder semikritischen Medizinprodukten verwenden. Direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken vermeiden. Nur für den professionellen Gebrauch. Lesen Sie vor der Anwendung stets sorgfältig das Etikett. Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

LAGERUNG

FERMACIDAL MED Desinfektionsmittel sollte in der originalen, unversehrten Verpackung, nach Gebrauch sorgfältig verschlossen, an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

PRODUKTTYP

PT2 (Surface Disinfectants)

ZUSAMMENSETZUNG

Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,27 %

KLASSIFIZIERUNG

Medizinprodukt der Klasse IIa (Flüssigkeit und Feuchttücher).

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

MANUFACTURER

IC Products SA, Via Sanat Maria 68a, 6598 Gordola, Switzerland.

DISTRIBUTED BY

EJ Solutions SA, Via Sanat Maria 68a, 6598 Gordola, Switzerland.



EJ SOLUTIONS HUNGARY Kft.

1025 Budapest, Zöldlomb utca 36–38, Ungarn.



EJ Solutions SA
Via Santa Maria 68a
CH-6596 Gordola

+41 91 743 6761
info@ejsolutions.ch
ejsolutions.ch

**Protect
what matters.**