



Flüssiges Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für Instrumente und Oberflächen

Ideal für Instrumente, große Flächen und Böden in klinischen und anderen Gesundheitsbereichen



ICEPUR wurde für anspruchsvolle Gesundheits- und Laborbereiche entwickelt, in denen Hygiene über verschiedene Anwendungen hinweg zuverlässig funktionieren muss.

VORTEILE

Als Konzentrat lässt sich ICEPUR flexibel für wiederkehrende Hygieneaufgaben einsetzen, von Behandlungs- und Laborbereichen bis hin zu größeren Flächen. So unterstützt es effiziente Abläufe im Arbeitsalltag.

- Alkohol-, formaldehyd- und phenolfrei
- Reinigt und desinfiziert in einem Schritt
- Kompatibel mit vielen empfindlichen Oberflächen wie Kunstleder, Aluminium 6061, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polypropylen (PP), Silikon, Polyvinylchlorid (PVC), EVA-Schaum und Edelstahl 316.
- Nachgewiesene mikrobiologische Wirksamkeit mit breitem Wirkspektrum
- Wirksam unter verschmutzten Bedingungen
- Niedriger VOC-Gehalt
- Nicht entzündbar
- Parfümfrei (optional mit Zitronenduft)

ANWENDUNGSBEREICHE

Einige Beispiele:

- **Medizinische Versorgungseinrichtungen:** Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Einrichtungen und weitere Gesundheitseinrichtungen
- **Zahnmedizinische Versorgungseinrichtungen:** Zahnkliniken, Zahnarztpraxen und Einrichtungen der zahnmedizinischen Versorgung
- **Spezialisierte & präventive Versorgung:** Arztpraxen, Therapiezentren und spezialisierte Versorgungseinrichtungen
- **Pharma & medizinische Lieferkette:** Pharmazeutische, medizinische und verwandte professionelle Bereiche
- **Gesundheitsunterstützung & Wellness:** Gesundheitsbezogene Dienstleistungen, Schulungs- und Wellnessbereiche

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit	Mikrobiologie	Einwirkzeit
Bakterizid EN 13727, EN 16615, EN 14561	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa	5 min
Levurozid EN 13624, EN 16615, EN 14562	Candida albicans	15 min
Viruzid gegen EN 14476, EN 17111	Hepatitis C	5 min
Begrenzt viruzid EN 14476, EN 17111	Norovirus Adenovirus	15 min

PRODUKTLISTE

ICEPUR (Konzentrat)		
Grösse	Form	Art. Nr.:
2 l	Flasche	IC_LB02000_HC_GF
5 l	Kanister	IC_LC05000_HC_GF
10 l	Kanister	IC_LC10000_HC_GF
2 l	Flasche	IC_LB02000_HC_GF/LM
5 l	Kanister	IC_LC05000_HC_GF/LM
10 l	Kanister	IC_LC10000_HC_GF/LM

LM = mit Zitronenduft

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Produkte je nach Land und Region variieren kann. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner. Die Empfehlungen zu unserem Präparat basieren auf wissenschaftlichen Tests und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Detailliertere Empfehlungen, z. B. hinsichtlich Materialverträglichkeit oder mikrobiologischer Wirksamkeit, sind nur in Einzelfällen möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie schließen eigene Prüfungen des Unternehmens hinsichtlich des Verwendungszwecks und des Verfahrens nicht aus. In dieser Hinsicht können wir keine Haftung übernehmen. Dies steht im Einklang mit unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

ANWENDUNG

Auf eine 5%ige Lösung verdünnen (50 ml ICEPUR pro 1 l Wasser). Mit einem Tuch/Bodenmopp auf nicht saugfähige, nicht poröse Oberflächen oder Instrumente auftragen. Die gesamte Oberfläche während der vorgeschriebenen Einwirkzeit feucht halten, anschließend mit Wasser abspülen. Oberflächen und Instrumente, die mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder Raufutter in Berührung kommen sollen, müssen nach der Behandlung mehrmals mit Trinkwasser abgespült werden. Instrumente können auch durch Eintauchen behandelt werden. Elektrische Geräte vor der Anwendung vom Stromnetz trennen. Lebensmittel, Futtermittel und Raufutter nicht direkt behandeln. Für berufsmäßige Anwender und die breite Öffentlichkeit. Vor der Anwendung stets das Etikett lesen. Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

LAGERUNG

In der originalen, unbeschädigten Verpackung, sorgfältig verschlossen, kühl und trocken bei 15 °C - 30 °C lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

REGISTRIERUNG

- BAG CHZN7840
- BAuA N-120975
- UFI: DFDF-SV50-ETK5-DMJ1

PRODUKTTYPEN

- PT2 (Flächendesinfektion)
- PT4 (Lebens- und Futtermittelbereich)

ZUSAMMENSETZUNG

Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) – 13.8 %.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Warnhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 ENTSORGUNG: Inhalt sowie teilentleerte und leere Behälter als gefährlichen Abfall entsorgen.



EJ Solutions SA
Via Santa Maria 68a
CH-6596 Gordola

+41 91 743 6761
info@ejsolutions.ch
ejsolutions.ch

**Protect
what matters.**