



HealthCare

FERMACIDAL



swiss
made

Desinfektionslösung für Oberflächen und Instrumente

Ideal für häufig berührte Oberflächen in klinischen und
anderen Gesundheitsbereichen



FERMACIDAL ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für Oberflächen und Instrumente im Gesundheitswesen. Es eignet sich für den täglichen Einsatz auf häufig berührten Flächen, Instrumenten und Geräten in Kliniken, Behandlungsbereichen und anderen professionellen Gesundheitseinrichtungen.

VORTEILE

FERMACIDAL kombiniert nachgewiesene mikrobiologische Wirksamkeit mit einem breiten Wirkspektrum und der Kompatibilität mit vielen empfindlichen Oberflächen. Alkohol-, formaldehyd- und phenolfrei und mit kurzen Einwirkzeiten bietet es eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Desinfektionsanforderungen.

- Alkohol-, formaldehyd- und phenolfrei
- Kompatibel mit vielen empfindlichen Oberflächen wie Kunstleder, EVA-Schaum, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Silikon und Edelstahl 316.
- Parfümfrei (optional mit Duft)
- Nachgewiesene mikrobiologische Wirksamkeit mit breitem Wirkspektrum
- Kurze Einwirkzeiten
- Niedriger VOC-Gehalt
- Nicht entzündbar



EJ Solutions SA
Via Santa Maria 68a
CH-6596 Gordola

+41 91 743 6761
info@ejsolutions.ch
ejsolutions.ch

**Protect
what matters.**

ANWENDUNGSBEREICHE

Einige Beispiele:

- **Medizinische Versorgungseinrichtungen:**
Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Einrichtungen und weitere Gesundheitseinrichtungen
- **Zahnmedizinische Versorgungseinrichtungen:**
Zahnkliniken, Zahnarztpraxen und Einrichtungen der zahnmedizinischen Versorgung
- **Spezialisierte & präventive Versorgung:** Arztpraxen, Therapiezentren und spezialisierte Versorgungseinrichtungen
- **Pharma & medizinische Lieferkette:** Pharmazeutische, medizinische und verwandte professionelle Bereiche
- **Gesundheitsunterstützung & Wellness:**
Gesundheitsbezogene Dienstleistungen, Schulungs- und Wellnessbereiche

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit	Mikrobiologie	Einwirkzeit
Bacterizid EN 13727, EN 17387, EN 16615, EN 14561	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa	5 min
Levurozid EN 13624, EN 16615, EN 17387, EN 14562	Candida albicans	5 min
Begrenzt viruzid EN 14476, EN 16777, EN 17111	Norovirus Adenovirus	5 min

PRODUKTLISTE

FERMACIDAL (gebrauchsfertig)		
Grösse	Form	Art.-Nr.:
250 ml	Sprühflasche	FE_LS00250_HC_GF
500 ml	Sprühflasche	FE_LS00500_HC_GF
1 l	Sprühflasche	FE_LS01000_HC_GF
5 l	Kanister	FE_LC05000_HC_GF
10 l	Kanister	FE_LC10000_HC_GF
70 Stk.	Tücher (26 x 30 cm)	FE_WB00070_HC_GF
70 Stk.	Tücher (26 x 30 cm)	FE_WB00070_HC_GF/LM
120 Stk.	Tücher (14 x 22 cm)	FE_WD00120_HC_GF/LM
120 Stk.	Tücher (14 x 22 cm), Nachfüllpack	FE_WR00120_HC_GF/LM

LM = mit Zitronenduft

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Produkte je nach Land und Region variieren kann. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner. Die Empfehlungen zu unserem Präparat basieren auf wissenschaftlichen Tests und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Detailliertere Empfehlungen, z. B. hinsichtlich Materialverträglichkeit oder mikrobiologischer Wirksamkeit, sind nur in Einzelfällen möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie schließen eigene Prüfungen des Unternehmens hinsichtlich des Verwendungszwecks und des Verfahrens nicht aus. In dieser Hinsicht können wir keine Haftung übernehmen. Dies steht im Einklang mit unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

ANWENDUNG

Produkt unverdünnt anwenden. Durch direktes Aufsprühen oder Aufsprühen auf ein Tuch und anschließendes Auftragen auf glatte Oberflächen oder Instrumente anwenden, die zuvor von sichtbarem Schmutz oder Rückständen gereinigt wurden. Die gesamte Oberfläche während der vorgeschriebenen Einwirkzeit sichtbar feucht halten. Instrumente können auch durch Eintauchen desinfiziert werden. Elektrische Geräte vor der Anwendung vom Stromnetz trennen. Direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken vermeiden. Für professionelle Anwender und die Allgemeinheit. Vor Gebrauch stets das Etikett lesen. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

LAGERUNG

Das Desinfektionsmittel muss in der unversehrten Originalverpackung, nach Gebrauch sorgfältig verschlossen, an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.

REGISTRIERUNG

- BAG XXX (in Bearbeitung)
- BAuA N-121812
- UFI: 4300-00EX-W00Q-HUT4

PRODUKTTYPEN

- PT2 (Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind)
- PT4 (Lebensmittel- und Futterbereich)

ZUSAMMENSETZUNG

Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 3.15 %

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 ENTSORGUNG: Inhalt/teilentleerten Behälter bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgen oder an die Verkaufsstelle zurückgeben. Nach ordnungsgemäßer Verwendung des Produkts kann der vollständig entleerte Behälter über den Hausmüll entsorgt werden.



EJ Solutions SA
Via Santa Maria 68a
CH-6596 Gordola

+41 91 743 6761
info@ejsolutions.ch
ejsolutions.ch

**Protect
what matters.**